

PANELES MICROSCAN



Los Paneles MicroScan permitirán su laboratorio resolver los desafíos de resistencia bacteriana emergentes de una manera más fácil y eficaz.

Nuestra selección de Paneles de última generación proporciona: Puntos de corte actualizados. Rango extendido de diluciones que cumplen un amplio rango de concentraciones de antibióticos para futuros ajustes de puntos de corte. Nuevos antibióticos para tener mejores opciones de tratamiento para las infecciones bacterianas. Mayor seguridad y confiabilidad.

Bioquímica tradicional para ID

Exactitud sobre rapidez

Obtención de un MIC real, por microdilución



ID a nivel de género y especie

Lectura visual o en el equipo

Reportes personalizados

MIC independiente a ID

DESCRIPCIÓN DE LOS PANELES

Pruebas de concentración inhibitoria mínima (MIC, por sus siglas en inglés, minimum inhibitory concentration) directas para respaldar la administración de antibióticos de su laboratorio

La cartera de paneles para ID/AST MicroScan respalda las necesidades institucionales y geográficas exclusivas con un amplio menú de configuraciones antibióticas y una serie de métodos de preparación del inóculo. Con una aparición constante de resistencia antimicrobiana, nuestra metodología de pruebas de MIC directas proporciona confianza para la detección de cambios sutiles en los resultados de sensibilidad.

Admite una serie de necesidades de lista de medicamentos con antimicrobianos y diluciones actuales. Realice pruebas de ID y AST en un solo panel combinado para optimizar el flujo de trabajo. Seleccione los formatos de paneles de solo MIC para complementar los protocolos de pruebas de ID de MALDI-TOF. Utilice paneles de solo ID para las necesidades de pruebas dirigidas. Utilice el sistema Prompt o bien el inóculo por método de turbidez para tener un flujo de trabajo flexible. Confíe en la confirmación visual de los resultados bioquímicos y de sensibilidad para obtener una mayor confianza en resultados poco usuales. Obtenga la confirmación de ESβL integrada en la mayoría de paneles gram negativos.

Categoría de paneles		Atributos
Convencionales Dried Overnight		- Bioquímicas tradicionales para identificación - MIC - crecimiento basado en microdilución - Excepcional detección y veracidad de resistencia - Lectura visual o en equipos
Específicos		- Yeast ID, anaerobe ID and Haemophilus/Neisseria ID - MICroSTREP plus - Detect Neg MIC - ESBL plus confirmatory - Lectura visual o en equipos
Identificación Rápida		2 a 2.5 horas - fluorogenic ID - Reactivos mínimos o nulos - Capaz de identificar especies bioquímicamente inertes. - Proceso solo en WalkAway

Panel Orina Negativo 86



Panel Combo Positivo 44



Complemente su análisis con los mejores consumibles

RENOK



PROMPT



EQUIPOS AS-4 Ó WA-96



CHAROLAS DE INOCULACIÓN

