

REACTIVOS, REVELADORES Y CONSUMIBLES MICROSCAN

Bioquímica tradicional para ID

Exactitud sobre rapidez

Obtención de un MIC real, por microdilución



ID a nivel de género y especie

Lectura visual o en el equipo

Reportes personalizados

MIC independiente a ID

PANELES MICROSCAN					
Abreviatura	Grupo Microbiano	Tipo de Panel	Panel	Catálogo	Presentación
GN	Bacilos Gram negativos	ID + AST	Panel Neg Urine Combo 86	B1017-436	Caja/20 pzas.
		ID	Panel ID Tipo3	B1017-27	Caja/20 pzas.
		AST	Panel MIC Neg 53	B1017-432	Caja/20 pzas.
		ID Fluorogénica	Panel Rapid ID Neg	B1017-110	Caja/20 pzas.
GP	Cocos Gram positivos (<i>Staphylococcus</i> spp., <i>Enterococcus</i> spp.)	ID + AST	Panel Pos Combo 44	B1017-218	Caja/20 pzas.
		ID	Panel ID Tipo2	B1017-221	Caja/20 pzas.
		AST	Panel Pos MIC 38	B1017-222	Caja/20 pzas.
	<i>Streptococcus</i> spp.	AST	Panel MICroSTREPplus 1	B1027-201	Caja/20 pzas.
RYID	Levaduras	ID	Panel Rapid Yeast ID	B1017-70	Caja/20 pzas.
HNID	<i>Neisseria-Haemophilus</i>	ID	Panel Rapid HNID	B1012-10B	Caja/20 pzas.
RAID	Anaerobios	ID	Panel Anaerobe ID	B1017-2	Caja/20 pzas.

AST: Antibiograma. ID: Identificación. 20 paneles por caja para cada catálogo.

Panel Orina Negativo 86



Panel Combo Positivo 44



Panel MICroSTREP plus



Reactivo revelador	AutoScan-4/ Manual			DxM WalkAway	
	Presentación (Volúmen/frasco)	Catálogo	Estabilidad	Presentación (Volúmen/frasco)	Catálogo
Alfa naftol al 5 %	30 mL	B1010-42A	2 semanas	30 mL	B1010-42A
Cloruro férrico al 10 %	30 mL	B1010-48A	1 año o hasta su fecha de caducidad	250 mL	B1015-48
N,N-dimetil-alfa-naftilamina al 0,5 %	30 mL	B1010-45A		250 mL	B1015-45
Hidróxido de potasio al 40 %	30 mL	B1010-43A		250 mL	B1015-43
Ácido sulfanílico al 0,8 %	30 mL	B1010-44A		250 mL	B1015-44
Aceite mineral	60 mL	B1010-40		250 mL	B1010-40A
Reactivo de Kovacs	30 mL	B1010-41A		250 mL	B1015-41
Reactivo de peptidasa	30 mL	B1012-30B		250 mL	B1015-30
Hidróxido de sodio 0.05N	30 mL	B1015-3		250 mL	B1015-42
Reactivo de indol HNID	30 mL	B1015-15		30 mL	B1015-15
Xileno	30 mL	B1015-5		30 mL	B1015-5
Reactivo de Ehrlich	30 mL	B1015-6		30 mL	B1015-6
Reactivo rápido Indol F	NA	NA	NA	30 mL	B1015-17

Consumible/Accesorio Beckman Coulter	Presentación (pzas./caja)	Catálogo
(Tapas de bandejas reutilizables)	Bolsa/12 tapas	B1010-56B
Tapas de bandejas	Caja/240 pzas.	B1018-18
Tiras de sellado	Caja/600 pzas	B1010-51
Juego de Inoculadores-D (Charolas inoculación)	Caja/240 pzas.	B1013-4
Juego de Inoculadores-R (Charolas inoculación)	Caja/240 pzas.	B1013-6
Sistema de inoculación Prompt®	Caja para 60 pruebas.	B1026-10D
Etiquetas	Rollo/4000 pzas.	B1018-129
6.5 mL Sol. salina 0,4 % con PLURONIC®	Caja/60 viales	B1015-11
Agua para inóculo 3mL	Caja/60 viales	B1015-2
Caldo de inóculo HNID	Caja/60 viales	B1015-16
3 mL de inóculo salino	Caja/60 pzas.	B1015-12
Agua para inóculo con PLURONIC®	Caja/60 pzas.	B1015-7
1 c/3 % de sangre lisada de caballo	Caja/10 tubos.	B1015-25
Estándar de turbidez de levaduras	1 pza.	B1015-18
Turbidímetro	1 pza.	B1018-66
RENOK	1 pza.	B1018-14

Complemente su análisis con los mejores consumibles


RENOK



PROMPT



EQUIPOS AS-4 Ó WA-96



CHAROLAS DE INOCULACIÓN

