

Sistema de ID/AST DxM MicroScan



Detecte la resistencia a los antimicrobianos gracias a la experiencia demostrada

El sistema de microbiología DxM MicroScan WalkAway ofrece una detección fiable de resistencia a los antimicrobianos crítica y emergente para laboratorios con la exactitud MIC de primera categoría. La tecnología MIC directa del sistema detecta la resistencia emergente y proporciona resultados exactos sin recurrir a datos anteriores o a MIC virtual.

Bioquímica tradicional para ID

Exactitud sobre rapidez

Obtención de un MIC real, por microdilución



ID a nivel de género y especie

Lectura visual o en el equipo

Reportes personalizados

MIC independiente a ID

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

Diseñado con la facilidad de uso como eje central, este sistema de identificación bacteriana y pruebas de susceptibilidad antimicrobiana (ID/AST) proporciona flujos de trabajo simplificados y un rendimiento mejorado en comparación con sus predecesores. Permita que su laboratorio optimice el cuidado al paciente a la vez que reduce los riesgos, los costes y la carga operativa asociada con la detección de la resistencia antimicrobiana emergente.

El sistema de microbiología DxM MicroScan WalkAway incluye el software LabPro Information Manager , que se ha diseñado para simplificar el flujo de trabajo y minimizar la interacción con la tecnología, a la vez que se adapta a diferentes entornos regionales e institucionales mediante múltiples funciones de personalización.



Obtenga respuestas acertadas desde el primer momento.

- Detección de confianza. La tecnología MIC (Concentración mínima inhibitoria avanzada) detecta el surgimiento de resistencia mientras se produce y gracias a ello proporciona resultados sin recurrir a datos anteriores o a MIC virtual.
- Rendimiento exacto de antimicrobianos. Menos limitaciones significativas de “antibiótico-organismo” desde el punto de vista clínico en cualquier sistema ID-AST automatizado suponen una menor repetición y confirmación de las pruebas.
- Alertas en tiempo real. LabPro Alertex automatiza la detección de resultados fuera de lo común para conseguir un reconocimiento y creación de informes rápido.



Complemente su análisis con los mejores consumibles

RENOK

PROMPT

PANELES ID, AST, COMBOS

CHAROLAS DE INOCULACIÓN

