


MEDIOS DE CULTIVO



Los medios de cultivo son la principal herramienta de trabajo en los laboratorios de microbiología. Ponemos a su disposición una amplia variedad de medios de cultivo que van desde los medios básicos hasta los medios más selectivos. Productos para microbiología con los más altos estándares de calidad y con fórmulas de acuerdo con las farmacopeas y las normas mexicanas vigentes.


Amplia variedad de medios de cultivo.



Altos estándares de calidad.



Medios preparados, deshidratados, cromogénicos, etc.



DIFERENTES TIPOS DE MEDIOS DE CULTIVO

•Medios deshidratados



- Agua Peptonada Amortiguada
- Agar Dextrosa Sabouraud
- Caldo Soya Trypticaseína
- Agar Soya Trypticaseína
- Agar Dextrosa y Papa
- Agar MacConkey
- Agar Sal y Manitol
- Caldo Dextrosa Sabouraud
- Agar Biggy
- Agar Bilis y Rojo Violeta
- Agar Citrato de Simmons
- Agar Dextrosa Sabouraud
- Agar Dextrosa y Papa
- Agar Eosina y Azul de Metileno
- Agar Estafilococos No. 110
- Agar Hierro de Kligler
- Agar Hierro y Lisina
- Agar Hierro y Triple Azúcar
- Agar Mac Conkey
- Agar Mueller Hinton
- Agar Nutritivo
- Agar Sal y Manitol
- Agar Salmonella Shigella
- Agar Soya Trypticaseína
- Agar Verde Brillante
- Agar XLD
- Agar TCBS
- Base Agar Sangre
- Base de Caldo Tetratonato
- Caldo Lactosado
- Caldo MR-VP
- Caldo Nutritivo
- Caldo Soya Trypticaseína
- Infusion Cerebro Corazón
- Medio de Transporte Stuart
- Medio MIO
- Medio Líquido de Tioglicolato sin Dextrosa y sin Indicador
- Medio Líquido de Tioglicolato
- Medio SIM
- Agar CLED
- Caldo Tioglicolato NIH
- Agua Peptonada
- Caldo Dextrosa y Papa
- Caldo Dextrosa Sabouraud

•Medios preparados en placa



- Agar Selectivo Burkholderia Cepacia USP
- Agar Dextrosa Sabouraud con Cloranfenicol Doble Bolsa Irradiado
- Agar Dextrosa Sabouraud con Cloranfenicol Doble Bolsa irradiado Tipo Rodac
- Agar TGE (Tryptona Glucosa Extracto de levadura)
- Agar m-ENDO LES
- Agar R2A
- Agar TGE
- Agar Rosa de Bengala con Cloranfenicol doble bolsa
- Agar Soya Trypticaseína Doble Bolsa Irradiado
- Agar Biggy
- Agar Bilis y Rojo Violeta
- Agar Dextrosa Sabouraud
- Agar Dextrosa y Papa
- Agar Eosina y Azul de Metileno
- Agar Estafilococos No. 110
- Agar Mac Conkey
- Agar para Métodos Estándar
- Agar Mueller Hinton
- Agar Nutritivo
- Agar Sal y Manitol
- Agar Salmonella Shigella
- Agar Soya Trypticaseína
- Agar Sulfito y Bismuto
- Agar Verde Brillante
- Agar XLD
- Base Agar Sangre
- Agar Gelosa Chocolate
- Agar Sangre con Azida
- Agar Sangre (AST)
- Agar Thayer Martin
- Agar Casman para Gardnerella
- Agar CLED
- Agar Mueller Hinton con 5 % Sangre de Carnero
- Agar Sangre/Agar Chocolate
- Agar Sangre/Agar MacConkey
- Agar GC/Agar Casman 5% SC
- Agar Casman con Sangre de Carnero
- Agar Sangre/Agar EMB
- Agar Campylobacter
- Agar Columbia CNA
- Agar R2A
- Rodachek AST/Lecitina y Tween 80
- Agar Dextrosa Sabouraud
- Agar CDC Anaeróbico
- Agar Mac Conkey con Sorbitol
- Agar Biggy/A. Sangre/A. MacConkey
- A Sangre/ASM/A. MacConkey
- Agar Soya Trypticaseína
- Agar Mueller Hinton con 5 % Sangre de Carnero
- ADS/Lecitina y Tween 80
- Agar Yersinia
- Agar Clostridium Perfringes TSC ISO 7937


Contáctanos para un mejor asesoramiento en la elección de los medios óptimos que se adecúen al flujo de trabajo del laboratorio. Tenemos un medio para cada necesidad.

MEDIOS DE CULTIVO



Los medios de cultivo son la principal herramienta de trabajo en los laboratorios de microbiología. Ponemos a su disposición una amplia variedad de medios de cultivo que van desde los medios básicos hasta los medios más selectivos. Productos para microbiología con los más altos estándares de calidad y con fórmulas de acuerdo con las farmacopeas y las normas mexicanas vigentes.

Amplia variedad de medios de cultivo.



Altos estándares de calidad.



Medios preparados, deshidratados, cromogénicos, etc.



DIFERENTES TIPOS DE MEDIOS DE CULTIVO

•Medios para vaciado en placa




- Agar PRY
- Agar m-Green
- Agar Bilis y Rojo Violeta
- Agar Dextrosa Sabouraud
- Agar Dextrosa y Papa
- Agar para Métodos Estándar
- Agar Mueller Hinton
- Agar Soya Trypticaseína
- Agar Suero Naranja

•Hemocultivos




- Hemocultivo ICC
- Hemocultivo SCH

•Medios cromogénicos



- TBX Chromogenic Agar (Tryptose Bile X-Glucuronide) (ISO 16649-2.3)
- E. coli coliforms Chromogenic Agar (CCA) ISO 9308-1
- Agar Cromogénico E.coli-coliformes (CCA)
- Agar Cromogénico Orientador
- Agar Cromogénico para Candida
- Agar Cromogénico para Salmonella
- CHROMagarTM Candida
- CHROMagarTM Orientation
- CHROMagarTM Vibrio

•Medios preparados en tubo



- Medio de Transporte VCMU
- Agar Micobiótico
- Agar Biggy
- Agar Citrato de Simmons
- Agar Dextrosa Sabouraud
- Agar Dextrosa y Papa
- Agar Hierro de Kligler
- Agar Hierro y Lisina
- Agar Hierro y Triple Azúcar
- Agar Nutritivo
- Agar Soya Trypticaseína
- Agar Urea de Christensen
- Base de Caldo Tetratónico
- Caldo Lactosado
- Caldo MR-VP
- Caldo Nutritivo
- Caldo Selenito de Sodio
- Caldo Soya Trypticaseína
- Infusion Cerebro Corazón
- Medio MIO
- Medio Líquido de Tioglicolato sin Dextrosa y sin Indicador
- Medio Líquido de Tioglicolato
- Medio SIM
- Caldo Tioglicolato NIH
- Kit para Pruebas Bioquímicas
- Agua Peptonada
- Agua Peptonada Alcalina

•Medios para pruebas de esterilidad



- CST Stericheck
- MLT Stericheck
- Fluido A USP
- Fluido D USP

Contáctanos para un mejor asesoramiento en la elección de los medios óptimos que se adecúen al flujo de trabajo del laboratorio. Tenemos un medio para cada necesidad.

PEPTONAS Y AGARES



Los componentes principales de los medios de cultivo son las peptonas y los extractos, estos son la fuente de nutrientes para que los microorganismos desarrollen adecuadamente. Estas son de origen animal y vegetal. Productos de origen 100% mexicano.

Amplia variedad de medios de cultivo.



Altos estándares de calidad.



Medios preparados, deshidratados, cromogénicos, etc.



AGAR-AGAR

Como distribuidores de MCD LAB también ofrece las materias primas por separado entre los que incluye el agar-agar es un polisacárido que se puede encontrar en las paredes celulares de las algas marinas, su función es mantener unidas las células de los tejidos vegetales. El agar es el agente solidificante en los medios de cultivo sólidos. No interfiere con sus características ni con el crecimiento de los microorganismos.




- Polipeptona
- Extracto de Carne
- Extracto de Levadura
- Gelatina Bacteriológica
- Peptona de Carne (Bovina)
- Peptona de Caseína (Tryptona)
- Peptona de Caseína Ácida "H"
- Peptona de Gelatina
- Peptona de Soya
- Peptona Biotriptasa
- Peptona Bacteriológica
- Peptona de Caseína Tipo II
- Peptona Proteosa
- Peptona Proteosa N° 3
- Peptona de Caseína Tipo III
- Peptona de Caseína Tipo V
- Peptona de Caseína Tipo VI

PEPTONAS Y EXTRACTOS

Las peptonas son digeridos enzimáticos de tejidos de origen animal o vegetal, de acuerdo con el tipo de peptona el contenido de cada aminoácido se ve modificado y esto a su vez influye en su utilidad y rendimiento en procesos como la fermentación, la biotecnología y su selección como fuente de nutrientes para la elaboración de los medios de cultivo. Las peptonas MCD LAB cuentan con las características necesarias para ser incluidas en sus procesos.

Peptonas Condalow®

La nueva generación de peptonas con bajos niveles de endotoxinas sin necesidad de ultrafiltración desarrolladas para cubrir las necesidades de la industria biofarmacéutica en sus procesos productivos de medicamentos de alto valor añadido como vacunas y otros productos de diagnóstico. Especialmente diseñadas para uso en cultivos celulares, donde las concentraciones de endotoxinas juegan un papel crucial en el éxito del proceso. Su innovador proceso de producción permite a los productos CondaLow® mantener todas sus propiedades nutritivas y factores de crecimiento, otorgando un desarrollo único en tus líneas celulares.




Contáctanos para un mejor asesoramiento en la elección de los medios óptimos que se adecúen al flujo de trabajo del laboratorio. Tenemos un medio para cada necesidad.



MCD LAB pone al alcance de sus manos aquellos productos que facilitarán el desarrollo de sus protocolos de investigación en el área de Biología Molecular.

Amplia variedad de medios de cultivo.



Altos estándares de calidad.



Medios preparados, deshidratados, cromogénicos, etc.



- LB Agar (Lennox)
- sLB Broth
- LB Broth (Lennox)
- Terrific Broth
- SOB Medium
- Terrific Broth Modified
- Luria Broth (Millers LB Broth)
- Luria Agar (Millers LB Agar)
- LB (LENNOX) Vegetal Broth
- LB Agar With Ampicillin 100µg/mL (Lennox)
- Luria Agar With Ampicillin 100µg/mL (Miller`S LB Agar)
- Luria Agar With Ampicillin 50µg/mL (Miller`S LB Agar)
- LB Agar With Kanamycin 50µg/mL (Lennox) Fco. 500 g.
- Luria Agar With Kanamycin 50µg/mL (Miller`S LB Agar)
- Kit de Extracción Condagene® Complex
- Reactivo Condagene® ViableCell
- Condagene® B-Light
- Condagene® Extracción Rapid 100rxn
- Condagene® Extracción Rapid 250rxn
- Condagene® Extracción Columna 50rxn
- Condagene® Alérgenos Cacahuete
- Condagene® Alérgenos Pecan (nuez)
- Condagene® Alérgenos Sesamo
- Condagene® Alérgenos Soja
- Condagene® Alérgenos Nuez
- Condagene® E. coli O157:H7 / O157 (duplex)
- Condagene® E. coli O157:H7 / O157 (duplex)
- Condagene® ID Animal Vaca
- Condagene® ID Animal Caballo
- Condagene® ID Animal Pato
- Condagene® ID Animal Pollo
- Condagene® ID Animal Pavo
- Condagene® ID Animal Cabra
- Condagene® ID Animal Oveja
- Condagene® ID Animal Vegano
- Condagene® ID Animal Total Meat
- Condagene® GMO P-35S y T-NOS
- Condagene® GMO P-FMV
- Condagene® GMO Screening
- Agarose D1 Low EEO

- Condagene® Extracción Columna 250 rxn
- Condagene® Salmonella spp.
- Condagene® Listeria monocytogenes
- Condagene® Campylobacter jejuni
- Condagene® Cronobacter spp.
- Condagene® Vibrio spp
- Condagene® STEC Screening
- Condagene® E.coli serogroup determination
- Condagene® STEC ID
- Condagene® Legionella spp.
- Condagene® L. pneumophila
- Condagene® Legionella spp. and L. pneumophila (duplex)
- Condagene® Brettanomyces/Dekkera
- Condagene® Zygosaccharomyces bailii
- Condagene® Alérgenos Almendra
- Condagene® Alérgenos Anacardo
- Condagene® Alérgenos Apio
- Condagene® Alérgenos Avellana
- Condagene® Alérgenos Altramuz
- Condagene® Alérgenos Mostaza
- Agarose D1 Low EEO - GQT (Genetic Quality Tested)
- Agarose D1 Medium EEO
- Agarose D1 High EEO
- Agarose D2
- Agarose D5
- Agarose LM
- Agarose LM
- Agarose MS-8
- Agarose MS-12
- Agarose MS-4
- Agarose E

Contáctanos para un mejor asesoramiento en la elección de los medios óptimos que se adecúen al flujo de trabajo del laboratorio. Tenemos un medio para cada necesidad.